



ofa bamberg

STÜTZ- UND MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

BAS DE MAINTIEN ET DE CONTENTION MÉDICAUX

*Mit beiden Beinen gesund im Leben
Pour se sentir bien dans ses jambes*

gilofa® 2000
gilofa® med


Max!
ofa medical stockings

KOMFORT UND HALT FÜR DIE VENEN CONFORT ET SOUTIEN POUR LES VEINES


Wer sich viel bewegt, fördert über die Wadenmuskulatur die permanente Durchblutung der Beine, insbesondere den Rückfluss des sauerstoffarmen Blutes in Richtung des Herzens durch die Venen.

Leute mit wenig Bewegung jedoch machen es den Venen schwer. Das Blut kann in den Beinen „versacken“ und die Beine werden abends müde, schwer und geschwollen.

Durch Stütz- und Kompressionsstrümpfe wird von aussen her die Durchblutung der Beine gefördert. Bei gesunden Venen bedeutet dies Entlastung und Erholung für die Beine, bei kranken Venen wird die Kompression zum zentralen Teil des Therapieerfolgs.



Der Wadenmuskel unterstützt die Blutzirkulation
Les muscles du mollet favorisent la circulation sanguine



Stütz- und Kompressionsstrümpfe simulieren die Funktion des Wadenmuskels
Les bas de maintien et de contention simulent la fonction des muscles du mollet

Une activité physique régulière stimule la circulation continue du sang dans les jambes via les muscles du mollet et favorise notamment le retour veineux du sang appauvri en oxygène vers le coeur. Le manque d'exercice, en revanche, peut entraver la fonction de transport des veines. Le sang risque, dans certains cas, de «stagner» dans les jambes d'où des jambes fatiguées, lourdes voire enflées en fin de journée.

Le port de bas de maintien ou de contention aide à stimuler la circulation sanguine dans les jambes. Pour des veines saines, cela apporte soulagement et détente aux jambes. En cas d'insuffisance veineuse ou de veines malades, la compression est un élément essentiel dans la réussite de la thérapie.

UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK APERÇU DE NOTRE ASSORTIMENT

gilofa® 2000 Der universelle Stützstrumpf Le modèle universel ♀ ♂ 	gilofa® med Hallux Valgus ♀ ♂ 	gilofa® med Spezialsocken für Diabetiker Chaussettes spéciales pour diabétiques ♀ ♂ 	Max! ofa medical stockings ♂ 
Der Stützstrumpf für Business, Reise und Freizeit und für entspannte Beine, den ganzen Tag. Les bas de maintien pour les voyages, les loisirs et les stations debout ou assises prolongées au travail. Pour des jambes détendues toute la journée.	Der Spezialstrumpf für Hallux Valgus Patienten, mit eigens gestrickter Spitze für die grosse Zehe. Les chaussettes adaptées au problème d'hallux valgus, avec le gros orteil tricoté séparément.	Beugen Druckstellen vor, bei besonders empfindlichen Füßen von Diabetikern. réduisent les points de compression, pour les personnes diabétiques souffrant d'hypersensibilité des pieds.	Der medizinische Kompressionsstrumpf für den Mann zur Behandlung und Vorbeugung von Venenproblemen. Les bas de contention médicaux Homme pour le traitement et la prévention des troubles veineux.

FARBÜBERSICHT COLORIS DISPONIBLES

● braun
marron

● karamell
caramel

● beige
beige

● jeans
jeans

● marine
marine

● schiefer
ardoise

● anthrazit
anthracite

● schwarz
noir

● silber
argent

○ weiss
blanc

2

3

GILOFA 2000

Der Stützstrumpf für Business, Reise und Freizeit und für entspannte Beine, den ganzen Tag. Für Sie und Ihn.

Wer kennt es nicht, müde und geschwollene Beine am Ende eines stressigen Arbeitstages oder nach einer langen Reise? Gilofa 2000 Stütz- und Reisestrümpfe helfen bei der Vorbeugung solcher Beschwerden.

Weiche Abschlussbündchen für hohen Tragkomfort
Bord-côte souple et doux pour un plus grand confort



Anatomische Ferse, für eine angenehme Passform
Talons anatomiques pour un ajustement optimal



Les bas de maintien pour les voyages, les loisirs et les stations debout ou assises prolongées au travail. Pour des jambes détendues toute la journée. Pour Hommes et Femmes

Qui n'a jamais senti ses jambes lourdes et gonflées à la fin d'une journée de travail stressante ou après un long voyage ? Les chaussettes de maintien et de voyage Gilofa 2000 ont une action de prévention efficace contre ces symptômes douloureux.

GILOFA 2000

DER ALLROUNDER
LE PARFAIT ALLROUNDER

Gilofa 2000 mit Baumwolle Coton

50% Baumwolle coton
40% Polyamid polyamide
10% Elastan élasthanne

Größen/Tailles
Farben* Coloris*

I-V



AD

I-IV



BEI TROCKENER HAUT
POUR LES PEAUX SÈCHES

Gilofa 2000 mit Aloe Vera Aloe Vera

42% Polyamid (Mikrofaser mit Aloe Vera) polyamide (microfibres avec Aloe Vera)
35% Polyamid polyamide
15% Baumwolle coton
8% Elastan élasthanne

Größen/Tailles
Farben* Coloris*

I-IV



AD

* siehe Farbübersicht: Seite 3
* voir dénomination couleurs p. 3

IDEAL IM SOMMER
IDÉAL EN ÉTÉ

Gilofa 2000 mit Mikrofaser microfibres

53% Polyamid (Tactel ®) polyamide (Tactel ®)
24% Polyamid (Mikrofaser) Polyamide (microfibres)
13% Baumwolle coton
10% Elastan (Lycra ®) élasthanne (Lycra ®)

Größen/Tailles
Farben* Coloris*

I-IV



AD

Grösstentabelle Tableau des tailles

Größe Tailles	I	II	III	IV	V
Schuhgröße Pointures	36-38	39-41	42-44	45-47	48-50

GILOFA MED HALLUX VALGUS

Der Spezialstrumpf für Hallux Valgus Patienten, mit eigens gestrickter Spitze für die grosse Zehe.

Hallux Valgus beschreibt eine in Richtung Fussaussenrand abste-hende, grosse Zehe und daraus entstehende schmerzhafter Entzün-dungen am Fussballen. Die eigens gestrickte Spitze für die grosse Zehe, die anatomische Ferse und das breite Abschlussbündchen beim Gilofa Med Hallux Valgus sorgen für eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Vorbeugend zu tragen oder – nach Rücksprache mit Ihrem Arzt – auch nach Operationen.

Les chaussettes adaptées au problème d'hallux valgus, avec le gros orteil tricoté séparément.

Hallux Valgus désigne une déviation du gros orteil vers l'extérieur entraînant des inflammations douloureuses de la voûte plantaire. Grâce à un doigt tricoté séparément pour le gros orteil, des talons anatomiques et des bords côtelés larges, les chaussettes Gilofa Med Hallux Valgus s'ajustent parfaitement et sont très confortables à porter. À utiliser en prévention, après consultation de votre médecin ou après une intervention chirurgicale.

Eigens gestrickte grosse Zehe

Gros orteil tricoté séparément

Weicher Abschlussrand
Bord-côte souple

GILOFA MED HALLUX VALGUS

Gilofa Med Hallux Valgus

50% Baumwolle cotton
40% Polyamid polyamide
10% Elastan élasthanne



Grössen
Tailles

I-IV

Farbübersicht: Seite 3 voir dénomination couleurs p. 3



Grössentabelle Tableau des tailles

Grösse Tailles	I	II	III	IV
Schuhgrösse Pointures	36-38	39-41	42-44	45-47



GILOFA MED SPEZIALSOCKEN FÜR DIABETIKER CHAUSSETTES SPÉCIALES POUR DIABÉTIQUES

Beugen Druckstellen vor, bei besonders empfindlichen Füßen von Diabetikern.

Die Gilofa Med Spezialsocken für Diabetiker mit einem hohen Anteil reiner Baumwolle und feinstem Gestrick sorgen für ein angenehmes Tragegefühl ohne Druckstellen und Reibungspunkte. Die eingestrickten Silberfasern helfen, gefährlichem Fusspilz oder Infektionen vorzubeugen und wirken temperatenausgleichend, kühlend im Sommer und wärmend im Winter.

Druckfreies Abschlussbündchen ohne Gummifäden

Bord-côte non comprimant
Sans bord élastique



Die flachen Spezialnähte an den Seiten verhindern ungewollte Druckstellen. Der Rest des Strumpfes ist komplett frei von Nähten.

Les coutures plates latérales évitent les frottements nuisibles. Le reste de la chaussette est tricoté sans aucune couture.


Réduisent les points de compression, pour les personnes diabétiques souffrant d'hypersensibilité des pieds.

Le pourcentage élevé de coton pur utilisé dans les chaussettes Gilofa Med spéciales pour diabétiques ainsi que la finesse de la maille tricotée garantissent une agréable douceur et un grand confort sans points de compression ni friction. Grâce à leurs propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, les fibres d'argent tissées dans le coton empêchent la prolifération de champignons nocifs et combattent les infections. De plus, les qualités thermorégulatrices de l'argent permettent aux pieds de rester frais en été et chauds en hiver.

GILOFA MED SPEZIALSOCKEN FÜR DIABETIKER CHAUSSETTES SPÉCIALES POUR DIABÉTIQUES

Gilofa med Spezialsocken für Diabetiker
Chaussettes spéciales pour diabétiques

68% Baumwolle *coton*
29% Polyamid *polyamide*
3% Silber *argent*



Größen
Tailles

I-IV

Farbübersicht: Seite 3 voir dénomination couleurs p. 3

Grössentabelle Tableau des tailles

Grösse Tailles	I	II	III	IV
Schuhgrösse Pointures	36-38	39-41	42-44	45-47



MAX MEDICAL STOCKINGS

Der medizinische Kompressionsstrumpf für den Mann, zur Behandlung und Vorbeugung von Venenproblemen.

Beim Thema der Kompressionstherapie legen Männer besonderen Wert auf Diskretion. Max Kompressionssocken werden zur Behandlung und Vorbeugung von Venenproblemen eingesetzt und verleihen schweren Beinen neue Frische. Sie vereinen eine erprobte medizinische Wirkung mit einem dezenten und modischen Look. Der Baumwollanteil von 50% wirkt zudem wärme- und feuchtigkeitsregulierend und sorgt für einen hohen Tragekomfort.

Das breite Abschlussbündchen hält sicher und schneidet nicht ein

Bord-côte large pour un meilleur maintien, sans couper la circulation



weiche Fussspitze
Pointes des pieds ultra-souples



Les bas de contention médicaux Homme pour le traitement et la prévention des troubles veineux

Les hommes préfèrent rester discrets dès lors qu'il est question de thérapie de compression. C'est pourquoi, Max, le bas de contention pour homme, combine des vertus thérapeutiques prouvées avec un style sobre et élégant. Les chaussettes Max sont recommandées pour le traitement et la prévention des troubles veineux et procurent une sensation de fraîcheur aux jambes lourdes. Le coton, composant du bas à 50%, agit comme régulateur de chaleur et d'humidité et garantit plus de douceur et de confort.

MAX MEDICAL STOCKINGS

KKL 2 / CCL 2

MAX Medical Stockings

50% Baumwolle cotton
40% Polyamid polyamide
10% Elastan élasthanne



Farbübersicht: Seite 3 voir dénomination couleurs p. 3

1 Fusslängen
Longueur du pied

- ✓ Kurz court
- ✓ Lang long

2 Grössen (Umfang)
Tailles (Circonférence)

- ✓ small
- ✓ medium
- ✓ large



Grössentabelle Tableau des tailles

Mass Mesure 1 ➔ Fusslänge Longueur du pied

	Kurz court	Lang long
	26–28 cm	28.1–30 cm
	Grössen: Pointures : 41–43	Grössen: Pointures : 44–47

Mass Mesure 2 ➔ Umfang Circonférence:

		Small	Medium	Large
	D	27–34 cm	32–40 cm	33–40 cm
	C	29–35 cm	34–41 cm	37–46 cm
	B ₁	23–27 cm	27–33 cm	31–35 cm
	B	19–21.5 cm	21.5–25.5 cm	25.5–28 cm

Pflegehinweise Consignes d'entretien

Gut zu wissen:

Der sorgfältigen Pflege von medizinischen Strümpfen kommt grösste Bedeutung zu. Ohne regelmässiges Waschen leidet die Stützkraft des Strumpfes.

Beachten Sie die Anweisungen in jedem Produkt.

Bon à savoir :

Un entretien soigneux des bas médicaux prolonge leur durée de vie et leur efficacité. Un lavage régulier est indispensable pour préserver leurs qualités thérapeutiques de soutien.

Suivez attentivement les instructions du fabricant livrées avec chaque produit.



Kein Weichspüler!
Pas d'adoucissant !

Ofa Clean 250 ml

Das extra milde Spezialwaschmittel

Ofa Clean – ohne Zusatz von Weichspüler – sorgt für hygienische Frische und unterstützt die Kompressionswirkung von Stütz- und Kompressionsstrümpfen bei jedem Waschgang.

Wir empfehlen, die Strümpfe mind. jeden 2. Tag auf links gedreht zu waschen. Anwenderinformationen auf dem Produkt.

Inhaltsangabe:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
2-Bromo-2-Nitropropane-1,
3-Diol



La lessive spéciale extra douce

Ofa Clean – sans ajout d'adoucissant – assure la fraîcheur hygiénique et maintient l'efficacité de la compression des bas de maintien et de contention à chaque lavage.

Nous vous recommandons de laver vos bas sur l'envers au minimum tous les 2 jours. Voir informations utilisateur figurant sur chaque produit.

Composition :

Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
2 Bromo-2-Nitropopane-1, 3-Diol

*Reicht für ca. 8 Waschgänge
pour environ 8 cycles de lavage*

VERTRIEB SCHWEIZ / DISTRIBUTION EN SUISSE:

Sahag AG
Hubstr. 104 • 9501 Wil
T 071 929 85 00 • F 071 929 85 20
info@sahag.ch • www.sahag.ch

